

**E PILSHAVE WONDER COMPANY**  
**MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE**

---

**New Idea S.r.l.**

**Sede:** Corso Marengo, 6/8 – 15067 – Novi Ligure (AL)

P.IVA 01947980064 – Tel. +39-335224535– e-mail [Info@newideasrl.it](mailto:Info@newideasrl.it)

Versione 0 – Data ultima versione del manuale 13-02-2023

---



## Sommario

ASSISTENZA AUTORIZZATA .....	1
PRESENTAZIONE DEL MANUALE .....	2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	2
DESCRIZIONE.....	2
DESTINAZIONE D'USO .....	2
DATI TECNICI .....	2
Rischi Residui .....	3
ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO.....	3
MOVIMENTAZIONE.....	3
UTILIZZO.....	3
Avvertenze.....	3
<i>Verifiche preliminari</i> .....	3
Uso .....	3
PULIZIA E MANUTENZIONE .....	4
<i>Manutenzioni straordinarie</i> .....	4
CONSERVAZIONE .....	4
SMALTIMENTO.....	4
GARANZIA .....	5

## ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza autorizzata sul prodotto viene eseguita direttamente da New Idea S.R.L. o da un tecnico incaricato dalla stessa. In caso di necessità sarà possibile contattarla utilizzando i recapiti indicati sopra.

## PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione di EPILSHAVE e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il prodotto deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

### **Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.**

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto di New Idea S.R.L..

New Idea S.R.L. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza di EPILSHAVE a cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso New Idea S.R.L..

New Idea S.R.L. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

## Avvertenze

In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con EPILSHAVE. Le procedure d'intervento, descritte nei paragrafi successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della Nazione in cui il prodotto viene commercializzato, le norme della Nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

**NOTA:** LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÈ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità di utilizzo e manutenzione del prodotto contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il prodotto è accompagnato alla vendita, oltre che dal presente manuale, anche dalla dichiarazione di conformità redatta conformemente a come indicato dalle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

**NOTA:** QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

## DESCRIZIONE

Strumento in plastica e vetro progettato e realizzato per essere strofinato sulla pelle per la rimozione veloce ed indolore dei peli superflui. Il prodotto è di ridotte dimensioni e peso e vanta una forma ergonomica per facilitarne l'impugnatura durante la fase di depilazione.

Il prodotto è riutilizzabile diverse volte ed è disponibile in un'unica variante di misura e colore. È confezionato singolarmente all'interno di una busta in plastica, inserita a sua volta in un astuccio di carta.

## DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato da soggetti adulti come strumento da strofinare sulla pelle per la rimozione di peli superflui.

**NOTA:** LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO. QUALSIASI SUO USO NON PREVISTO COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

## DATI TECNICI

Dimensioni d'ingombro (mm): 107 x 65 x 30

Peso (gr): 70

Materiali: guscio esterno in plastica parte interna in vetro

## Rischi Residui

In fase di progettazione la ditta produttrice New Idea S.R.L. ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul prodotto in esame dalla quale sono emersi dei rischi ineliminabili per loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi soggetto che debba utilizzare e mantenere EPILSHAVE, abbia preventivamente letto il manuale.

**NOTA:** LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTILIZZATORE.

### In particolare:

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del prodotto modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Nel caso la struttura di EPILSHAVE presenti crepe, rotture o danni a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso o presumerne l'impossibilità di utilizzo, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le sue indicazioni.
- Non mettere il prodotto a disposizione di bambini (soggetti con un'età inferiore a 14 anni).
- Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alla legislazione vigente nel territorio di utilizzo. Non mettere mai a disposizione l'imballaggio del prodotto a bambini.

## ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

EPILSHAVE viene fornito all'interno di una busta protettiva in plastica, a sua volta riposta in un astuccio di carta.

Estrarre EPILSHAVE con delicatezza dalla confezione per non danneggiarlo e smaltire l'imballaggio secondo le regole locali vigenti. La confezione che lo contiene può anche essere conservata ed utilizzata per riporre il prodotto dopo l'uso.

## MOVIMENTAZIONE

Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto e delle sue parti. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Il peso e le dimensioni del prodotto ne consentono un'agevole movimentazione manuale. **Il prodotto è parzialmente realizzato in vetro, fare attenzione a non farlo cadere.**

## UTILIZZO



**Il prodotto in esame non deve e non può essere messo a disposizione di bambini (soggetti con età inferiore a 14 anni) in quanto non è un giocattolo. Il prodotto è destinato a soli soggetti adulti.**

**Il prodotto in esame non deve e non può essere messo a disposizione di soggetti con limitate capacità che potrebbero utilizzarlo in modo improprio.**

### Avvertenze

Tutti i prodotti vengono messi a punto da New Idea S.R.L. prima della spedizione e della consegna al cliente.

EPILSHAVE è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la dichiarazione di conformità), quando utilizzato a regola d'arte.

Se l'utilizzo e la manutenzione del prodotto non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Utilizzo e manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

### Verifiche preliminari

#### Controllo di eventuali danni

Verificate che il prodotto non presenti danni fisici dovuti ad urti od abrasioni.

Controllate in modo particolare:

- che non vi siano crepe, segni e/o ammaccature, indicativi di urti avvenuti durante il trasporto;
- che non vi sia traccia di ruggine, muffe o residui di altra sporcizia.

#### Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni fisici segnalate la natura dei danni all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

### Uso

Inumidire la pelle e massaggiarla delicatamente con il lato ruvido di Epilshave, effettuando movimenti circolari esercitando una lieve pressione.

**Frequenza d'uso:** utilizzare il prodotto ogni 2 o 3 settimane.

**Attenzione:**

- non utilizzare Epilshave su pelli sensibili, per esempio del viso e delle ascelle.
- Non utilizzare Epilshave su pelle irritata, lesa o su ferite.

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

Periodicamente ed al termine di ogni utilizzo è necessario pulire il prodotto da un eventuale accumulo di polvere e di sporco che possono essersi formati sulla sua superficie esterna.

Per pulire Epilshave è possibile passarlo sotto un getto d'acqua corrente oppure strofinarlo con un panno morbido e umido e del detergente neutro non abrasivo.

**Manutenzioni straordinarie**

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di rottura, incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del prodotto. Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento. In caso di necessità consultate New Idea S.R.L. per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.

**Tutti gli interventi ordinari o straordinari devono comunque essere effettuati da personale autorizzato dall'azienda.**

**CONSERVAZIONE**

Quando non utilizzato, il prodotto deve essere conservato con cura, possibilmente all'interno di un contenitore ben asciutto, di dimensioni e caratteristiche adeguate a contenerlo.

Osservare inoltre le seguenti modalità:

- conservare il prodotto in modo che non possa essere investito da getti di vapore o da liquidi corrosivi.
- Conservare il prodotto in modo che non sia esposto a fiamme libere, a fonti di calore e ad agenti atmosferici.

**SMALTIMENTO**

Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa, il prodotto deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono. La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Smaltire il prodotto nei rifiuti indifferenziati/Separare le componenti del prodotto e smaltire la bustina nei rifiuti plastica e l'astuccio carta nei rifiuti carta. Si consiglia di consultare il centro di raccolta rifiuti situato nel Vostro Comune di residenza.



**Verifica le disposizioni del tuo Comune**

**NOTA:** LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL PRODOTTO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

## GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle condizioni d'uso previsto.

Fatta esclusione per gli interventi descritti alla sez. **PULIZIA E MANUTENZIONE** ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva od omessa manutenzione.

<b><i>I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il prodotto alle seguenti condizioni:</i></b>	
1	La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).
2	La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattivo assemblaggio.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
7	Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.
8	Il prodotto o parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese alla ditta produttrice per la sostituzione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.
9	Altri punti/integrazione ai punti precedenti

**Avviso:** qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema

**NOTA:** IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.